



## Generelt

Koozzzi Rechargeable Bedwarmer er en elektrisk varmeflaske. Den er designet for å hjelpe til med å kontrollere kroppstemperaturen hos nyfødte babyer, men den kan også brukes til andre velværeformål.

Takket være sin unike og smarte konstruksjon krever ikke Koozzzi Rechargeable Bedwarmer bruk av noen væske. Den har et integrert varmeelement som varmer opp det innvendige keramiske materialet slik at det holder på varmen.

Flaska er utstyrt med et gummibelegg som føles behagelig. Den oppladbare sengevarmeren leveres med en standard Koozzzi-pose,. Andre poser er tilgjengelige. Apparatet koples til strømmettet.



## Bruk

Se figur 1.

Apparatet er utstyrt med følgende deler:

- 1 Flaska med rundt håndtak
- 2 Pose
- 3 Elektrisk ladebase
- 4 Kabel og støpsel
- 5 Strømindikatorlys

### Før første gangs bruk

- **Kontroller at nettspenningen på stedet stemmer overens med den spenningen som oppgis på apparatets typeskilt.**

- 1 Ta apparatet ut av emballasjen.

## Bruk



- **Varmeflaske må bare brukes med pose.**

- **For bruk til babyer og barn anbefales det å rulle flaske med pose inn i et håndkle. Varmen fra en flaske pakket kun i posen kan være for mye for dem.**

- **Hvis huden er sensitiv for varme, eller hvis direkte kontakt med flaskeposen ikke føles behagelig, må flaske og pose pakkes inn i et håndkle.**

- **Foreldre: Kontroller temperaturen til den oppladbare sengevarmeren etter at den er plassert i senga sammen med en baby eller et lite barn. Sengetøyets isolerende effekt får temperaturen til å stige de første par minuttene.**

- 1 Sett støpselet inn i stikkkontakten. Merk deg at indikatorlyset vil tennes.
- 2 Ta apparatet ut av posen.
- 3 Sett flaska på ladebasen. Det tar omtrent 10 minutter før flaska er varm.

- **Det anbefales ikke å la elektriske apparater være tilkoplede når de står uten tilsyn i soverommet til en baby eller et barn. Derfor anbefaler vi at sengevarmeren lades opp i et rom der noen holder øye med den hele tiden. Når sengevarmeren er ladet opp, fjernes apparatet fra laderen, eller pluggen trekkes ut av stikkkontakten.**

- 4 Ta flaska av basen. Hold bare i det runde håndtaket.
- 5 Legg flaska i posen og knytt igjen snoren.

- **Merk: Den oppladbare sengevarmeren vil ikke kjøles varm ut like etter at den er ladet opp. Det vil ta omtrent 5 minutter før maksimal temperatur er nådd. Maksimumstemperaturen vil bare nås hvis den oppladbare sengevarmeren isoleres med en pose og for eksempel hvis den legges under sengetøyet.**

- 6 For bruk til babyer og barn, hvis direkte kontakt med flaskeposen ikke føles behagelig eller hvis huden er sensitiv for varme, anbefales det å bruke et håndkle mellom apparatet og huden.
- 7 Legg apparatet i nærheten av babyen i vuggen eller bruk det for andre velværeformål. Apparatet gir varme i omtrent 9 timer, avhengig av ytre faktorer som bruk av håndkle, bruk under ultepper eller dyne og romtemperatur.
- 8 Trekk støpselet ut av stikkkontakten etter bruk. Når støpselet trekkes ut, vil indikatorlyset slukke.



## Vedlikehold og rengjøring



- Ikke bruk skuremidler, aggressive rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander (for eksempel kniver eller harde børster) for å rengjøre apparatet.
  - Se til at apparatet ikke er koplet til strømmettet og at det er avkjølt før du begynner med rengjøringen.
  - Senk aldri apparatet ned i vann.
  - Vask aldri apparatet i oppvaskmaskin.
  - Se til at det ikke kommer fuktighet på de elektriske delene av apparatet.
  - Fjern først støpselet fra stikkkontakten. Fjern regelmessig lo, støv, etc. fra den oppladbare sengevarmerens elektriske tilkoplingspunkt og fra laderen (se figur 2A og figur 2B). Bruk i denne forbindelse et redskap som ikke er av metall, for eksempel en cocktailpinne eller tannpirker av tre.
- 1 Rengjør apparatet med en fuktig klut og tørk godt.



## Sikkerhet

### Generelt

- Les bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den for senere bruk.
- Dette apparatet må bare brukes slik det beskrives i bruksanvisningen.
- Dette apparatet er kun beregnet på privat bruk.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann, i badet eller i dusjen.
- Denne maskinen må ikke brukes av personer som mangler kunnskap om hvordan maskinen virker. Det vil kunne føre til alvorlige situasjoner. Det er viktig at alle som skal bruke apparatet, får nøye opplæring i hvordan det fungerer.
- Under lading plasseres apparatet utilgjengelig for barn og andre personer som muligens ikke kan bruke apparatet trygt.
- Hold øye med barn for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet må kun repareres av kvalifisert fagperson. Ikke prøv å reparere apparatet selv.
- Bruk utelukkende tilbehør som anbefales av leverandøren. Bruk av annet tilbehør kan føre til skade på apparatet, noe som i sin tur innebærer fare for brukeren.

### Elektrisitet og varme

- Apparatet er ikke beregnet for bruk sammen med eksternt tidsur eller fjernkontroll.
- Trekk alltid støpselet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk.

- Trekk alltid i selve støpslet når du tar det ut av stikkontakten, og aldri i ledningen.
- Trekk aldri i kablet for å flytte apparatet.
- Flytt aldri apparatet når det er under oppvarming.
- Kontroller regelmessig om apparatets ledning fortsatt er i orden. Ikke bruk apparatet hvis ledningen er skadet. En skadet kabel må kun erstattes av en elektriker.
- Se til at apparatet, ledningen og støpslet ikke kommer i kontakt med varmekilder, som for eksempel varm kokeplate eller åpen ild.
- Se til at apparatet, ledningen og støpslet ikke kommer i kontakt med vann.
- Vær forsiktig når du tar i apparatet eller de tilhørende delene. Ta bare tak i det runde håndtaket når flasken er varm.

### Under bruk

- Bruk ikke maskinen utendørs.
- Plasser ladebasen på et stabilt, jevnt underlag et sted der den ikke kan falle.
- Ikke la kablet henge ut over kanten på en kjøkkenbenk, en arbeidsflate eller et bord.
- Se til at du ikke har våte hender før du berører apparatet, ledningen eller støpslet.
- Bruk ikke apparatet i fuktige rom.
- Slå av apparatet og trekk støpslet ut av stikkontakten hvis du oppdager feil under bruk, før du skal rengjøre apparatet, før du skal sette på eller ta av et tilbehør eller når du skal sette bort apparatet etter bruk.
- Bruk bare ladebasen som følger med apparatet. Bruk aldri basen til andre formål.

- Senk aldri apparatet, ledningen eller støpslet ned i vann eller en annen væske.
- Ikke rør apparatet dersom det faller i vann. Trekk straks ut støpslet fra stikkontakten. Apparatet må ikke brukes mer.
- Rengjør apparatet grundig etter bruk (se avsnittet 'Vedlikehold og rengjøring'). La apparatet avkjøle seg helt før du rengjør det og rydder det bort.



### Avhending

Avhend emballasje etter de reglene for kildesortering som gjelder der du bor.

Ønsker du å kvitte deg med apparatet selv om det fremdeles virker som det skal, eller lett kan repareres, bør du sørge for gjenbruk av apparatet.



Når apparatet har gjort sin nytte og skal kasseres, må det håndteres på en ansvarlig måte slik at apparatet (eller deler av det) kan gjenvinnes. Ikke kast apparatet sammen med usortert husholdningsavfall, men lever det til butikken eller til en offentlig miljøstasjon. Kommunen der du bor kan gi deg informasjon om hvor du kan levere apparatet.

Gjeldende europeisk direktiv:

- 2002/95/EF