



**Kjære kunde.**

Takk for at du valgte ett av våre produkter. Vårt navn står for høy kvalitet og godt testede produkter.

Vennligst les disse instruksjoner om bruk nøye og ta vare på den til senere bruk. Vær sikker på at den er tilgjengelig og blir forstått av andre brukere.

Vennlig hilsen

Ditt Hunting Pink Team

### **Produkter inkludert i pakken:**

1 varmepute, 1 bryter, bruksanvisning.

## **1. Viktig sikkerhetsinformasjon. Les bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til senere bruk.**

Varmeputen må kun brukes etter disse forskriftene, ellers kan det oppstå skader på personer og produkt (elektrisk sjokk, brannskader eller brann). Den følgende sikkerhet og risiko informasjonen er ikke kun for din egen og andres sikkerhet, men også for å forhindre produktet fra skade. Du er derfor anbefalt å iaktta denne sikkerhetsinformasjonen og overlevere denne informasjonen med produktet.

- Bruk denne varmeputen kun for formålet beskrevet i denne instruksjonen.
- Denne varmeputen er ikke ment til medisinsk bruk.
- Denne varmeputen er ikke ment til bruk for personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet og/eller av personer som ikke

forstår produktet og bruken av det, hvis ikke de er under oppsyn av en person som har ansvar for deres sikkerhet.

- Ikke bruk dette produktet på personer som er hjelpeløse, små barn, personer ufølsom ovenfor varme (f.eks diabetikere, personer med sykdomsrelaterte hud forandringer eller skadet hud i området hvor man bruker produktet eller etter å ha tatt smertestillende produkter eller alkohol).
- Ekstrem lang bruk kan forårsake brannskader.
- Advarsel! Legg deg aldri til å sove med varmeputen på.
- Ikke plasser varmeputen på deler av kroppen som er betent, skadet eller hoven. Hvis du er i tvil, søk medisinsk rådgivning før bruk.
- Det elektriske og magnetiske feltet i puten kan ved sjeldne anledninger påvirke pacemakere. Allikevel er de langt under de tillatte normer: Elektrisk feltstyrke: max. 5.000 V/m, magnetisk feltstyrke: max. 80A/m, magnetisk flux tetthet: max 0,1 millitesla. Er du usikker, konferer med din lege eller produsenten av pacemakeren før du bruker varmeputen.
- Varme puten:
  - bruk kun med spenningen spesifisert på produktet
  - bruk kun sammen med brytere som er spesifisert på produktets etikett
  - ikke bruk uten tilsyn
  - ikke slå på puten hvis den er brettet eller sammenpresset
  - ikke klem produktet mellom andre gjenstander
  - ikke bøy det i skarpe vinkler
  - bruk den ikke sammen med dyr
  - ikke bruk når den er fuktig
- De elektroniske komponentene i varmeputens bryter gjør at bryteren blir varm under bruk. Bryteren bør derfor ikke dekkes til eller legges på varmeputen.
- Aldri dra, tvinn eller bøy ledningen i skarpe vinkler.

- Stikk aldri skarpe gjenstander i produktet.
- Denne varmeputen skal ikke brukes av barn hvis ikke bryteren har blitt satt av en forelder eller annen ansvarlig person, eller at barnet har blitt opplært i bruken av produktet.
- Påse at barn ikke bruker puten som et leketøy.
- Puten bør sjekkes regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Hvis puten viser noen tegn til dette eller at ledningen er skadet eller hvis puten ikke har blitt brukt som den skal, må den leveres til produsenten eller til forhandler før videre bruk.
- Apparatet må kun repareres av kvalifisert fagperson siden det er behov for spesialverktøy. Ikke prøv å reparere produktet selv.
- Har du ytterligere spørsmål om produktet, kontakt din forhandler.

## 2. Riktig bruk

Varmeputen er laget for å varme menneske kroppen. Den kan brukes forskjellige steder, som rygg, nakke eller mage, som en knepute eller som pute ved siden av deg i sengen. Varmeputen er ikke ment brukt i medisinsk behandling. I utgangspunktet bør puten ikke brukes til å varme nyfødte, små barn, personer som er overfølsomme for varme, hjelpeløse personer eller dyr. For å hindre at varmeputen blir grisete eller skadet anbefaler vi bruk av yttertremk. Varmeputen kan lukte plast når den skrues på første gang, dette forsvinner etter en liten stund.

## 3. Bruk

### 3.1 Sikkerhet

Varmeputen har montert et SIKKERHETSSYSTEM. Den elektriske sensor teknologien forhindrer hele overflaten på varmeputen fra overoppheting da den automatisk skrur seg av hvis en feil oppstår. Hvis sikkerhetssystemet automatisk skrur av varmeputen

vil det ikke lenger lyse i displayet, selv om varmeputen er skrudd på. Av sikkerhetsgrunner bør varmeputen ikke lenger brukes, og bør sendes til forhandler.

### **3.2 Første gangs bruk**

Kontroller først at bryteren er koblet til varmeputen. Sett deretter kontakten i støpselet.

### **3.3 Temperatur valg**

Den raskeste måten å varme opp puten på er å sette bryteren på høyeste temperatur først. Ved ønsket temperatur kan den skrues lavere. Etter at puten er skrudd på vil displayet blinke kort for så å lyse jevnt. Vi anbefaler laveste temperatur ved lengre bruk av varmeputen.

## **4. Temperatur display**

0 = Av

1 = Minimum varme

2 = Medium varme

3 = Maksimum varme

### **3.5 Hurtig oppvarming**

Varmeputen har en hurtig oppvarmings funksjon, som gjør at den blir oppvarmet i løpet av de første 10 minuttene.

## **6. Automatisk stopp.**

Varmeputen skrur seg automatisk av etter ca 90 minutter. Da begynner temperatur displayet å blinke. For å skru puten på igjen for videre bruk, sett bryteren på 0. Vent i

ca 5 sekunder før du velger den ønskede innstilling. Når du er ferdig å bruke puten, skru bryteren på 0 eller dra ut kontakten fra støpselet.

#### 4. Vask og vedlikehold.

Dra ALLTID ut støpselet før vasking av varmeputen.

Før vask, ta alltid ut bryter og støpsel fra puten. ( se illustrasjon)

Åpne opp glidelåsen på trekket og ta det av varmeputen. Trekket kan vaskes etter vaskeanvisning. Små flekker på selve puten kan fjernes med en fuktig klut og et mildt vaskemiddel. Bruk ikke vaskemidler som inneholder løsemidler.

Legg merke til at puten ikke skal renses, vrenses, tørketrumles, presses eller strykes. Puten vaskes på skånsomt vaskeprogram ved 40 grader. Av økologiske grunner anbefaler vi at puten blir vasket sammen med andre tekstiler. Bruk et mildt vaskemiddel. Vær oppmerksom på at hyppig vask av puten vil ødelegge den. Av den grunn skal ikke puten vaskes mer enn 10 ganger i løpet av sin levetid. **Ved tørking av puten skal det ikke brukes klyper eller lignende, og skru aldri puten på for å tørke den. Sett ikke inn bryter og støpsel i puten før den er helt tørr.** Når du putter puten tilbake i trekket, se at ledningen kommer ut i enden så den ikke setter seg fast i glidelåsen.

#### 5. Oppbevaring

Hvis puten ikke skal brukes på en stund anbefales det å oppbevare den i originalemballasjen på et tørt sted. La puten være helt avkjølt før den pakkes bort.

#### Avhending

Når varmeputen har gjort sin nytte og skal kasseres må det håndteres etter gjeldende europeisk direktiv 2002/95/EF (kassering av elektroniske komponenter). Kommunen der du bor kan gi deg informasjon om hvor du kan levere puten.